

Czasze / płaszczki / grzejne Electrothermal seria CMUV

Odmiana czasz grzejnych serii CMU przeznaczona do kolb okrągłodennych dużej pojemności oraz lejków. Dostępne w wersji z trzema wbudowanymi regulatorami mocy grzewczej (oddzielnie dla 3 stref grzania: dolnej, środkowej i górnej) lub bez regulacji (wymagają zewnętrznych regulatorów).

Ogólna charakterystyka serii:

- Obudowa wykonana z malowanego proszkowo aluminium.
- Element grzewczy w osnowie z włókna szklanego.
- Specjalny kształt elementu grzewczego i otwór w dnie umożliwiają stosowanie kolb o różnych objętościach i lejków o kącie rozwarcia 60°.
- Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza wewnątrz aparatu powoduje, że obudowa nie ulega nagrzaniu.
- Wyposażone w mocowania do statywu.
- Prosta konstrukcja umożliwia łatwą wymianę elementu grzewczego bez pomocy serwisu.
- Maksymalna temperatura elementu grzewczego: 450°C.



Modele z wbudowanymi regulatorami mocy grzewczej:	Modele bez regulacji:	Do kolb o pojemności:	Moc grzewcza:
CMUV10/CL	CMUV10/L	10 litrów	2000 W
CMUV12/CL	CMUV12/L	12 litrów	2000 W
CMUV22/CL	CMUV22/L	od 20 do 22 litrów	3000 W

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja: 1 rok.
- Serwis: Labo Plus Sp. z o.o.
- Producent: Electrothermal (Anglia).