

Płyty grzejne, mieszadła magnetyczne i płyty grzejne z mieszaniem serii Cimarec+

Płyty grzejne, mieszadła magnetyczne i płyty grzejne z mieszaniem magnetycznym serii Cimarec+ charakteryzują się prostą obsługą i mikroprocesorową kontrolą temperatury i/lub obrotów zapewniającą powtarzalność ustawień. Są dostępne z blatami aluminiowymi 18,4 x 18,4 cm lub ceramicznymi 10,8 x 10,8 cm; 18,4 x 18,4 cm i 26,7 x 26,7 cm. Wysunięty do przodu panel kontrolny ułatwia obsługę i zmniejsza niebezpieczeństwo zalania. Obudowa Cimarec+ jest wyposażona w mocowanie pręta statywu i gniazdo zewnętrznej sondy temperaturowej. Komfort pracy można zwiększyć stosując opcjonalnie akcesoria takie jak zewnętrzne sondy temperaturowe, pręty i uchwyty statywu lub pleksiglasowe osłony przeciwrozpryskowe. Wszystkie urządzenia serii Cimarec+ są objęte 3 letnią gwarancją.



Mieszadła magnetyczne (modele S.....)

- Regulacja obrotów pokrętkiem co 10 obr/min.
- Wyświetlacz obrotów.
- Opatentowana technologia Stir-Track zapewnia precyzyjną kontrolę także przy niskich prędkościach obrotowych mieszadła i gwarantuje stabilność obrotów w szerokim zakresie od 50 do 1500 obr/min.
- Silne sprzężenie magnetyczne umożliwia pracę z płynami o wyższej lepkości.
- W komplecie z mieszadłem dostarczany jest odpowiedni element mieszający w osłonie teflonowej.

Płyty grzejne (modele H.....)

- Regulacja temperatury pokrętkiem co 1°C w zakresie od 30 do 300, 400 lub 540°C (zależnie od modelu).
- Mikroprocesorowy termostat z wyświetlaczem zapewniający (dla pustego blatu):
 - Modele z blatem ceramicznym: stabilność $\leq \pm 2^\circ\text{C}$ i dokładność $\leq \pm 5^\circ\text{C}$ (dla 100°C i centralnej części blatu).
 - Modele z blatem aluminiowym: stabilność $\leq \pm 2^\circ\text{C}$ i dokładność: $\leq \pm 10^\circ\text{C}$ (dla 100°C i centr. części blatu).
- Krótki czas nagrzewania do temp. maks.: 8 minut (dla pustego blatu; 10 min. dla modeli z blatem aluminiowym).
- Dla bezpieczeństwa użytkownika płyty grzejne są wyposażone w automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem i wskaźnik informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C.
- Podłączenie opcjonalnej, zewnętrznej sondy temperaturowej i umieszczenie jej w naczyniu ustawionym na blacie płyty grzejnej umożliwia kontrolę temperatury bezpośrednio w tym naczyniu ze stabilnością $\leq \pm 0,5^\circ\text{C}$.

Płyty grzejne z mieszadłem magnetycznym (modele SP.....)

- Oferują połączenie w jednym urządzeniu opisanych powyżej mieszadeł magnetycznych i płyt grzejnych.

Model	Opis	Zasilanie	Waga	Temp. maks.	Zakres obrotów
Blat ceramiczny 10,8 x 10,8 cm , wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 13 / 25,9 / 9,8 cm; maks. obciążenie: 6,8 kg					
S88854105	Mieszadło magnetyczne	230 V; 50 Hz; 0,1 A; 24 W	2,2 kg	---	50-1500 obr/min
HP88854105	Płyta grzejna	230 V; 50 Hz; 1,6 A; 384 W	1,5 kg	540°C	---
SP88854105	Płyta grzejna z mieszadłem	230 V; 50 Hz; 1,6 A; 384 W	2,2 kg	540°C	50-1500 obr/min
Blat ceramiczny 18,4 x 18,4 cm , wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 20,8 / 36 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 11,3 kg					
S88857105	Mieszadło magnetyczne	230 V; 50 Hz; 0,1 A; 24 W	4,1 kg	---	50-1500 obr/min
HP88857105	Płyta grzejna	230 V; 50 Hz; 4,4 A; 1056 W	3,4 kg	540°C	---
SP88857105	Płyta grzejna z mieszadłem	230 V; 50 Hz; 4,4 A; 1056 W	4,1 kg	540°C	50-1500 obr/min
Blat aluminiowy 18,4 x 18,4 cm , wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 20,8 / 36 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 11,3 kg					
S88857108	Mieszadło magnetyczne	230 V; 50 Hz; 0,1 A; 24 W	4,1 kg	---	50-1500 obr/min
HP88857108	Płyta grzejna	230 V; 50 Hz; 2,6 A; 624 W	3,4 kg	300°C	---
SP88857108	Płyta grzejna z mieszadłem	230 V; 50 Hz; 2,6 A; 624 W	4,1 kg	300°C	50-1500 obr/min
Blat ceramiczny 26,7 x 26,7 cm , wymiary zewnętrzne (szer./głęb./wys.): 28,8 / 43,8 / 10,5 cm; maks. obciążenie: 15,9 kg					
S88850105	Mieszadło magnetyczne	230 V; 50 Hz; 0,1 A; 24 W	5,9 kg	---	50-1500 obr/min
HP88850105	Płyta grzejna	230 V; 50 Hz; 6 A; 1440 W	5,2 kg	400°C	---
SP88850105	Płyta grzejna z mieszadłem	230 V; 50 Hz; 6 A; 1440 W	5,9 kg	400°C	50-1500 obr/min

Akcesoria do urządzeń serii Cimarec+ na następnej stronie.

Opcjonalne akcesoria do urządzeń serii Cimarec +

Do płyt grzejnych, mieszadeł magnetycznych i płyt grzejnych z mieszaniem magnetycznym serii Cimarec+ oferujemy dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy.



Opis	Nr kat.
Pleksyglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 10,8 x 10,8 cm:	CIC0001444
Pleksyglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 18,4 x 18,4 cm:	CIC0001445
Pleksyglasowa osłona przeciwrozpryskowa do modeli z blatem 26,7 x 26,7 cm:	CIC0001446
Zewnętrzna sonda temperaturowa PT100; 0 – 400 °C; stal nierdzewna:	CIC0001447
Zewnętrzna sonda temperaturowa PT1000; 0 – 400 °C; stal nierdzewna:	CIC0001448
Zewnętrzna sonda temperaturowa PT1000; 0 – 400 °C; Hastelloy:	CIC0001449
Pręt statywu do mocowania w uchwycie odbudowy urządzeń serii Cimarec+ :	CIC0001830
Łapa do mocowania zewnętrznych sond temperaturowych wraz z łącznikiem do pręta statywu:	CIC0001831

