

## Płyty grzejne i płyty grzejne z mieszadłem Labinco serii ekonomicznej

Płyty grzejne i płyty grzejne z mieszaniem magnetycznym serii ekonomicznej charakteryzują się prostą obsługą i analogową kontrolą temperatury i/lub obrotów. Są dostępne z blatami aluminiowymi o średnicy 14,5 cm. Wysunięty do przodu panel kontrolny ułatwia obsługę i zmniejsza niebezpieczeństwo zalania. Wszystkie urządzenia Labinco objęte są roczną gwarancją.

### Płyta grzejna Labinco L80

- Regulacja temperatury pokrętkiem w zakresie od 50 do 325°C.
- Średnica blatu: 145 mm
- Moc grzejna: 600W
- Dokładność:  $\pm 1$  K.
- Maksymalne obciążenie: 10 litrów.
- Wymiary: 172 x 286 x 125 mm
- Waga: 2 kg.
- Klasa bezpieczeństwa: IP42.
- **Nr katalogowy: 80000 (blat aluminiowy).**
- **Nr katalogowy: 80001 (blat ze stali nierdzewnej).**
- **Nr katalogowy: 80002 (blat aluminiowy pokryty PTFE).**



### Płyta grzejna z mieszadłem magnetycznym Labinco L81

- Regulacja temperatury pokrętkiem w zakresie od 50 do 325°C.
- Średnica blatu: 145 mm
- Moc grzejna: 600W
- Dokładność:  $\pm 1$  K.
- Maksymalne obciążenie: 10 litrów.
- Zakres obrotów mieszadła magnetycznego: od 50 do 1250 obr./min.
- Moc mieszadła magnetycznego: 15W
- Wymiary: 172 x 286 x 125 mm
- Waga: 2.8 kg.
- Klasa bezpieczeństwa: IP42.
- **Nr katalogowy: 81000 (blat aluminiowy).**
- **Nr katalogowy: 81001 (blat ze stali nierdzewnej).**
- **Nr katalogowy: 81002 (blat aluminiowy pokryty PTFE).**

