

## Mieszadła magnetyczne Cimarec Mobil 200 i Cimarec Mobil 600

Duże mieszadła magnetyczne do objętości do 600 litrów płynu z zewnętrznym kontrolerem obrotów.

### Charakterystyka mieszadeł:

- Regulacja obrotów w zakresie od 100 do 1000 obr./min.
- Napęd silnikowy z silnym sprzężeniem magnetycznym.
- Funkcja „Quick Stop” zatrzymująca mieszadło w ciągu 3 sekund w celu ochrony naczynia przed stłuczeniem.
- Odporna chemicznie i łatwa do mycia bieżącą wodą obudowa ze stali nierdzewnej.
- Klasa ochrony: IP66 (tylko mieszadło).
- Moc: 40 lub 80 W (zależnie od użytego kontrolera).
- Maksymalny moment obrotowy: 50 Ncm.
- Zasilanie: 100 do 240 V.
- Warunki otoczenia: od -10 do +56°C w maks. 100% wilgotności względnej.
- Gwarancja: 5 lat.



### Specyfikacja mieszadeł:

Model:	Regulacja obrotów (obr./min.):	Maks. mieszana objętość:	Wymiary (szer. x dł. x wys.):	Waga (kg):	Numer kat.:
Mobil 200 bez kontrolera*	100 do 1000	200 l	180 x 180 x 80 mm	6	50119109*
Mobil 600 bez kontrolera*	100 do 1000	600 l	330 x 330 x 80 mm	16	50119110*

\* - wymagają opcjonalnego zewnętrznego kontrolera Telemodul 40M lub Telemodul 80M

## Kontrolery Telemodul 40M i Telemodul 80M:

### Charakterystyka:

- Stabilizacja obrotów niezależnie od zmian lepkości mieszanego płynu.
- Wyświetlacz obrotów.
- Regulowany czas rozruchu.
- Ochrona przeciążeniowa i termiczna z alarmem.



### Specyfikacja:

Model:	Moc (W):	Zasilanie:	Numer katalogowy:
Telemodul 40M	40	230 V	50118901
Telemodul 80M	80	230 V	50118908