

## Mieszadła magnetyczne Cimarec Power Direct

Mieszadło magnetyczne do objętości do 40 litrów płynu z wbudowanym, cyfrowym kontrolerem obrotów.

### Charakterystyka:

- Cyfrowy kontroler obrotów z wyświetlaczem.
- Funkcja „Quick Stop” zatrzymująca mieszadło w ciągu 2 sekund w celu ochrony naczynia przed stłuczeniem.
- Odporna chemicznie i termicznie obudowa ze stali nierdzewnej umożliwiająca mycie mieszadła bieżącą wodą.
- Klasa ochrony: IP22.
- Niezależne od regulacji obrotów ustawienie mocy mieszadła pozwala ograniczyć zużycie energii i nagrzewanie się urządzenia w mniej wymagających warunkach pracy.
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 240 x 295 x 35 mm
- Waga: 2,5 kg.
- Zasilanie: 100 do 240 V.
- Warunki otoczenia: od -10 do +40°C.
- Gwarancja: 5 lat.



### Specyfikacja:

Model	Regulacja obrotów (obr./min.):	Maksymalna mieszana objętość:	Moc (W):	Numer katalogowy:
Power Direct	100 do 2000	40 l	5 / 10 / 15 / 20	50098760