

Histologiczna płyta mrożąca – 34,4 °C

Płyta przeznaczona do szybkiego zamrażania próbek. Redukuje całkowity czas procesu o co najmniej 40%. Umożliwia obserwację procesu zamrażania i utrzymuje płaską powierzchnię próbek.

Wymiary blatu:

36,8 x 23,8 cm

Powierzchnia blatu:

877 cm²

Temperatura blatu:

- 34,4 °C (bez regulacji)

Wymiary zewnętrzne:

40,3 x 46,7 x 26,7 cm (długość x szerokość x wysokość)

Waga:

34,4 kg

Numer katalogowy:

HPLAT-30-A12E



Wyposażenie standardowe:

- pokrywa blatu,
- uchwyty do przenoszenia.

Informacje dodatkowe:

- Gwarancja: 2 lata; Serwis: Labo Plus Sp. z o.o.
- Produkowane w USA przez firmę PolyScience (www.polyscience.com).