

Akcesoria i płyny eksploatacyjne do łaźni wodnych

<i>Do łaźni Premium WB:</i>	Ilość	Nr kat.
Pływające piłki z tworzywa sztucznego o średnicy 20 mm. Warstwa z piłek na powierzchni wody redukuje straty ciepła o 75% i parowanie o 87%. Opakowanie 400 sztuk.	1 op.	060301



<i>Statywy ze stali nierdzewnej na próbówki do łaźni Premium WB:</i>	Maks. ilość w zbiorniku łaźni:					Nr kat.
	2 L	5 L	10 L	20 L	28 L	
Na 15 probówek śr. 10-13 mm	1					510-672
Na 15 probówek śr. 14-18 mm	1					510-673
Na 30 probówek śr. 10-13 mm		1	4	5	5	510-674
Na 30 probówek śr. 14-18 mm		1	4	5	5	510-675



<i>Porywy do łaźni Premium WB (przeźroczyste, mocowane na zawieszce):</i>	Do łaźni:					Nr kat.
	2 L	5 L	10 L	20 L	28 L	
Wysokość standardowa	●					300-973
Wysokość standardowa		●				300-974
Wysokość standardowa			●			300-975
Wysokość standardowa				●	●	300-976
Podwyższona	●					300-979
Podwyższona		●				300-980
Podwyższona			●			300-981
Podwyższona				●	●	300-982



<i>Do łaźni z wyrząsaniem:</i>	Ilość	Nr kat.
Szklany termometr alkoholowy (-20 do +150°C), niecertyfikowany	1szt.	099590
Uchwyt do mocowania termometru	1szt.	700-437



<i>Uchwyty na kolby płaskodenne: (do łaźni z wyrząsaniem)</i>	Maks. ilość na platformie łaźni		Nr kat.
	20 L	28 L	
1000 ml	4	4	040810
500 ml	4	4	040818
250 ml	6	6	040816
125 ml	8	8	040814
50 ml	24	24	040812
25 ml	48	32	040800



Płyny eksploatacyjne do łaźni wodnych:

Nazwa	Opis	Ilość	Nr kat.
polyclean Algaecide	Zapobiega wzrostowi alg, utrzymuje zbiornik łaźni w czystości i likwiduje nieprzyjemny zapach. Koncentrat: 237 ml płynu pozwala na przygotowanie ok. 757 litrów roztworu.	237 ml	004-300040
		12 x 237 ml	004-300041
polyclean Bath Cleaner	Do mycia zbiorników. Usuwa rdzę i osady mineralne ze stali nierdzewnej i poliwęglanu. Koncentrat: 237 ml płynu pozwala na przygotowanie ok. 60,6 litrów roztworu.	237 ml	004-300050
		12 x 237 ml	004-300051