

Płyta grzejna z mieszaniem magnetycznym RT2 Basic HPS

Prosta płyta grzejna z mieszadłem magnetycznym przeznaczona do rutynowych zastosowań. Wyposażona w analogową kontrolę grzania i obrotów z regulacją za pomocą pokręteł. Aluminiowy blat grzejny zapewnia doskonale parametry cieplne a pokrywająca go warstwa białej ceramiki stanowi ochronę chemiczną i ułatwia obserwacje próbek. Komfort pracy można zwiększyć stosując opcjonalnie akcesoria takie jak pleksiglasowa osłona przeciwrozpryskowa, pręty i łapy statywów czy dopasowaną do kształtu blatu grzejnego i zabezpieczoną przez przypadkowym zsunięciem się łaźnię. Urządzenie jest objęte 2 letnią gwarancją.



Ogólna charakterystyka:

- Wielostopniowa ochrona przed przegrzaniem:
 - limit temperatury maksymalnej (350°C),
 - zabezpieczenie przed przegrzaniem blatu (450°C)
 - zabezpieczenie wnętrza obudowy (85°C).
- Silne sprzężenie magnetyczne umożliwia pracę z płynami o wyższej lepkości i przy dużych prędkościach obrotowych a także zapewnia szybkie zatrzymanie mieszadła.
- Stabilne obroty dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika prądu stałego i sprzężenia zwrotnego.
- Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie wyposażono we wskaźnik informujący, że temperatura blatu przekracza 50°C.
- Obudowa RT2 Basic HPS jest wyposażona w 2 mocowania prętów statywu.
- Specjalny kształt obudowy zmniejsza niebezpieczeństwo zalania panelu kontrolnego.
- Wskaźniki (zasilania, grzania i pracy mieszadła) ułatwiają zachowanie kontroli nad pracą urządzenia.

Specyfikacja:

Model:	RT2 Basic HPS
Zakres regulacji temperatury:	50 do 350°C
Zakres regulacji obrotów:	50 do 2000rpm
Kontrola grzania / mieszania:	Analogowa
Maksymalne obciążenie blatu:	25kg
Maksymalna mieszana objętość (H ₂ O):	20L
Maksymalna wielkość elementu mieszającego: (śr. x dł.):	8 x 40 mm
Materiał obudowy:	Odelew aluminiowy
Materiał blatu:	Aluminium pokrywane ceramiką
Średnica blatu:	14 cm
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.):	16,1 x 29 x 10 cm
Waga:	2,8 kg
Moc grzejna:	600 W
Zasilanie:	230 V; 50/60 Hz; 3 A
Numer katalogowy:	88880003

Uwaga: Urządzenie jest dostarczane BEZ elementu mieszającego.

Akcesoria do RT2 Basic HPS na następnej stronie.

Opcjonalne akcesoria do urządzeń RT2 Basic HPS

Do płyt grzejnych z mieszaniem magnetycznym RT2 Basic HPS oferujemy dodatkowe akcesoria zwiększające komfort i bezpieczeństwo pracy.

Opcjonalne akcesoria:	Nr katalogowy:
Łażnia (stal nierdzewna; śr. wewnętrzna 17,9 cm; wysokość 8,55 mm) :	88880141
Pleksyglasowa osłona przeciwrozpryskowa:	88880142
Pręt statywu (Ø12 mm; długość 400 mm; M10) :	88880143
Łącznik do mocowania łap na pręcie statywu:	88880148
Łapa (klamra) z uchwytem 60 mm:	88880149

