


Mieszadła rolkowe Labinco.

Mieszadła rolkowe Labinco do butelek i probówek różnych rozmiarów. Dostępne w wersjach z różnymi długościami rolek. Standardowo urządzenie posiada dwie rolki – jedna zamocowana na stałe a druga ruchoma. Opcjonalnie można zamówić dodatkowe rolki. Dostępne są wersje z mocniejszym silnikiem napędowym oraz sterowaniem analogowym lub cyfrowym. Wszystkie urządzenia Labinco objęte są roczną gwarancją.

Ogólna charakterystyka Labinco L209/LD209


- Wersje analogowe i cyfrowe do wyboru
- Zakres prędkości od 1 do 240 obr./min (analogowe)
- Zakres prędkości od 1 do 99 obr./min (cyfrowe)
- Timer, funkcja pamięci i restartu (cyfrowe)
- Długości rolek od 350 do 750mm.




Mieszadło w wersji cyfrowej

Dostępne wersje mieszadeł:

Nr katalogowy	Długość rolki	Wersja sterownika
L209350	350mm	Analogowy
L209450	450mm	Analogowy
L209550	550mm	Analogowy
L209650	650mm	Analogowy
L209750	750mm	Analogowy
LD209350	350mm	Cyfrowy
LD209450	450mm	Cyfrowy
LD209550	550mm	Cyfrowy
LD209650	650mm	Cyfrowy
LD209750	750mm	Cyfrowy



Mieszadło w wersji analogowej



Rolka: średnica 46mm; stal pokryta polietylenem