

## Wytrząsarka Vortex Power Mix Labinco.

Niezawodna wytrząsarka typu vortex przeznaczona do aplikacji wymagających energicznego mieszania w probówkach wirówkowych, mikroplótkach i niewielkich szklanych naczyniach. Wszystkie urządzenia Labinco objęte są roczną gwarancją.

### Charakterystyka:

- Praca ciągła lub uruchamiana naciskiem na platformę.
- Kompaktowa budowa.
- Amplituda drgań 4mm.
- Włącznik zasilania, przełącznik trybu pracy i pokrętko regulacji obrotów.
- Zakres obrotów od 50 do 1250.
- Waga 3.2 kg; wymiary 135 x 120 x 135 mm.
- Szeroki wybór akcesoriów (uchwyty na mikroplótki i piankowe uchwyty na próbówki o różnych średnicach).



### Dostępne akcesoria:

Nr katalogowy	opis
46100	Uchwyt do mikroplótek
46200	Uchwyt do mini-probówek reakcyjnych
46250	Zapasowa gąbka do uchwytu 46200
46300	Uchwyt na jedną próbówkę
46400	Uchwyt na 7 probówek
46500	Uniwersalny uchwyt (contact plate)