

Wytrząsarka Vortex Basic

Niezawodna wytrząsarka typu vortex przeznaczona do aplikacji wymagających energicznego mieszania w probówkach wirówkowych, mikroplastykach i niewielkich szklanych naczyniach.

Charakterystyka:

- Praca ciągła lub uruchamiana naciskiem na platformę.
- Obroty ustawiane pokrętkiem.
- Nowoczesna, kompaktowa budowa, cyfrowy wyświetlacz.
- Nisko umieszczony środek ciężkości redukuje wibracje wytrząsarki.
- Zasilana bezpiecznym napięciem z zewnętrznego zasilacza.
- Dostarczana w komplecie z platformą 88882120 i zasilaczem.
- Szeroki wybór akcesoriów (uchwyty na mikroplastyki i uchwyty na probówki o różnych średnicach).



Specyfikacja:

Model:	Vortex Basic
Zakres obrotów	200 do 3000 obr./min.
Amplituda drgań:	4 mm
Napęd:	Bezsztotkowy silnik prądu stałego.
Obudowa:	Polipropylen.
Maksymalne obciążenie	0,5 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	15,1 x 20,5 x 13,1 cm
Waga:	6.5 kg
Zasilanie:	240V, 50/60Hz
Gwarancja:	2 lata
Numer katalogowy:	88882012

Opcjonalne akcesoria:

	Zalecana prędkość maksymalna (obr/min):	Nr kat.:
Platforma gumowa (standardowa):	3000	88882120
Platforma na próbki z płaskim dnem:	3000	88882121
Tacka do mikroplastyk:	1200	88882122
Uchwyt na probówki 19x10mm:	2000	88882123
Uchwyt na probówki 13x12mm:	1800	88882124
Uchwyt na probówki 12x15mm:	1000	88882125
Uchwyt na probówki 7x20mm:	1000	88882126
Uchwyt na probówki 4x26mm:	900	88882127

