

Akcesoria do sonikatorów o mocach 50 i 130 watów

 <p>Mikrokońcówka 2 mm</p> <p><u>Amplituda:</u> 135 μm</p> <p><u>Zalecana obj. próbki:</u> 0,2 do 5 ml</p> <p>Nr kat.: 630-0423</p>	 <p>Mikrokońcówka 3 mm</p> <p><u>Amplituda:</u> 170 μm</p> <p><u>Zalecana obj. próbki:</u> 0,5 do 15 ml</p> <p>Nr kat.: 630-0422</p>	 <p>Mikrokońcówka 6 mm</p> <p><u>Amplituda:</u> 120 μm</p> <p><u>Zalecana obj. próbki:</u> 10 do 50 ml</p> <p>Nr kat.: 630-0435</p>	 <p>Końcówka 13 mm ⁽¹⁾</p> <p><u>Amplituda:</u> 45 μm</p> <p><u>Zalecana obj. próbki:</u> 50 do 150 ml</p> <p>Nr kat.: 630-0504</p>
--	---	--	---



**Końcówka 8 x 3 mm
do płytek 96-o dołkowych ⁽¹⁾**
 Nr kat.: 630-0602



Komora przepływowa ⁽¹⁾
 Nr kat.: 630-0566



**Komora zanurzeniowa
Micro Cup horn ⁽¹⁾ (śr. wew. 38 mm)**
 Nr kat.: 630-0608



**Szklane naczynie Rosett-a,
o objętości 30 ml**
 Nr kat.: 830-00003



**Szklane naczynie z płaszczem
do termostatowania, obj. 10 ml**
 Nr kat.: 830-00009



**Szklane naczynie z płaszczem
do termostatowania, obj. 100 ml**
 Nr kat.: 830-00010



**Uchwyt do mocowania
konwertera na statywie**
 Nr kat.: 830-00118



**Statyw z podstawą
(wysokość 61cm)**
 Nr kat.: 830-00109



**Komora dźwiękochłonna z prętem
statywu i uchwytem**
 Nr kat.: 830-00451



Włącznik nożny ⁽²⁾
 Nr kat.: 830-00004

1: tylko do VCX 130 i VCX 130PB / 2: tylko do VCX 130 i VC 50