

Laboratoryjne myjki ultradźwiękowe TierraTech

Wszystkie łaźnie ultradźwiękowe firmy TierraTech są produkowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości zarówno jeżeli chodzi o użyte materiały jak i wykonanie. Zapewnia to tak istotną w profesjonalnych zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych powtarzalność parametrów pracy, wysoką efektywność i niezawodność.

Charakterystyka myjek TierraTech

- Wysokiej jakości przetworniki piezoelektryczne IBL ze stali tytanowej
- Częstotliwość 40kHz z systemem Sweep ($\pm 2\%$)
- Prosty w obsłudze panel kontrolny
- Timer z zakresem od 0 do 60min
- Funkcja grzania z zakresem od 0 do 80°C
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316
- Kosz i pokrywa ze stali nierdzewnej.



	LT-50 PRO	LT-80 PRO	LT-100 PRO	LT-150 PRO	LT-200 PRO	LT-300 PRO	LT-400 PRO	LT-600 PRO
Pojemność	1 L	1.5 L	2.6 L	5.3 L	8.4 L	13 L	21 L	26 L
Wymiary wewnętrzne (mm)	155 x 140 x 65	155 140 x 100	235 x 135 x 100	300 x 150 x 150	295 x 235 x 150	325 x 295 x 150	500 x 295 x 150	500 x 295 x 200
Wymiary zewnętrzne (mm)	185 x 170 x 270	185 x 170 x 270	265 x 165 x 270	360 x 180 x 330	355 x 265 x 390	385 x 325 x 390	560 x 325 x 390	560 x 325 x 440
Moc	50 W	80 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W	600 W
Częstotliwość	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Ilość przetworników	1	1	2	3	4	6	8	12
Moc grzejna	150 W	150 W	150 W	200 W	200 W	350 W	700 W	700 W
Odpływ	-	-	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Napięcie	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V

Laboratorium



Medycyna

Bizuteria



Elektronika

Stomatologia



Optyka

