

## Laboratoryjna myjka ultradźwiękowa LT-80 PRO TierraTech

Wszystkie łaźnie ultradźwiękowe firmy TierraTech są produkowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości zarówno jeżeli chodzi o użyte materiały jak i wykonanie. Zapewnia to tak istotną w profesjonalnych zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych powtarzalność parametrów pracy, wysoką efektywność i niezawodność.

### Specyfikacja techniczna

- Pojemność 1.5 L
- Wymiary wewnętrzne: 155 x 140 x 100 mm
- Wymiary użytkowe: 105 x 95 x 50 mm
- Wymiary zewnętrzne: 185 x 170 x 270 mm
- Waga: 2.5 kg
- Moc ultradźwiękowa: 80W (160Wp-p)
- Moc grzejna: 150W
- Częstotliwość 40kHz z systemem Sweep ( $\pm 2\%$ )
- 1 wysokiej jakości przetwornik piezoelektryczny IBL ze stali tytanowej
- Napięcie: 220V.



### Panel kontrolny

- Włącznik główny
- Timer z zakresem od 0 do 60min
- Funkcja grzania z zakresem od 0 do 80°C

### Budowa i akcesoria

- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316
- Kosz i pokrywa ze stali nierdzewnej.

Laboratorium



Medycyna

Biżuteria



Elektronika

Stomatologia



Optyka